




DISPOSITIVOS EN POLVO SECO MONODOSIS AEROLIZER®

La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.

INHALADOR SISTEMA AEROLIZER®

TÉCNICA DE USO:

- Destape el inhalador.
- Coloque la cápsula en el interior y tápelo.
- Agujeree la cápsula apretando los botones laterales.
- Realice una espiración profunda (sacar el aire).
- Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca y cierre bien los labios a su alrededor.
- **Inspire lenta y profundamente** (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- **Aguante la respiración durante unos diez segundos.**
- Después expulse el aire lentamente.
- Finalmente, enjuague la boca con agua.



UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN

LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.