


## DISPOSITIVOS EN POLVO SECO MONODOSIS HANDIHALER®



La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.

### INHALADOR SISTEMA HANDIHALER®



#### TÉCNICA DE USO:

- Destape el inhalador.
- Coloque la cápsula en el interior y tápelo.
- Agujeree la cápsula apretando el botón lateral.
- Realice una espiración profunda (sacar el aire).
- Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca y cierre bien los labios a su alrededor.
- Inspire lenta y profundamente (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- Aguante la respiración durante unos diez segundos.
- Después expulse el aire lentamente.
- Finalmente, enjuague la boca con agua.



**UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN**

#### LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.