





CÁMARA PARA INHALACIÓN

Estas cámaras de inhalación pueden resultar útiles a personas con dificultad para utilizar correctamente inhaladores presurizados y/o para disminuir la irritación de garganta que a veces ocasionan. Las cámaras, están diseñadas para utilizar junto con los inhaladores presurizados. Según la marca, se acoplan a distintos tipos de inhaladores:

CÁMARA		CARTUCHO
NEBUHALER		Butoasma®, Terbasmin®, Pulmicort®, Pulmictan®, Olfex®, Cromoasma®, Brionil®, Cetimil®.
VOLUMATIC		Ventolín®, Foradil®, Neblik®, Serevent®, Beglan®, Inaspir®, Betamicán®, Becloforte®, Decasona®, Broncivent®, Betsuril®, Atrovent®.
AEROSCOPIE (con mascarilla)		Universal.
FRISONAIR		Universal.

TÉCNICA DE UTILIZACIÓN:

- Destape el cartucho y sitúelo en posición vertical, sujételo con los dedos índice y pulgar, con el índice hacia arriba y el pulgar en la parte inferior, a continuación agítelo.
- **Después acople el cartucho a la cámara**
- **Realice una espiración profunda** (sacar el aire).
- Coloque la boquilla completa de la cámara en su boca y cierre bien los labios alrededor
- Dispare el cartucho UNA SOLA VEZ.
- **Inspire (coja aire) lenta y profundamente** (coja aire con la legua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento), y continúe haciendo 4 o 5 respiraciones lentas y seguidas por la boca .
- Aguante la respiración durante unos diez segundos.
- Después expulse el aire lentamente.
- Enjuague la boca con agua.
- Desmonte la cámara y límpiela con agua y jabón