




DISPOSITIVO DE INHALACION MDI CON AUTODISPARO AUTOHALER®

La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.

INHALADOR SISTEMA AUTOHALER®

TÉCNICA DE UTILIZACIÓN:

- **Destape la boquilla** del dispositivo.
- **Agítelo.**
- **Suba el gatillo** situado en la parte superior del dispositivo.
- **Realice una espiración profunda** (sacar el aire).
- **Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca** y cierre bien los labios a su alrededor.
- **Inspire lenta y profundamente** (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- **Aguante la respiración durante unos diez segundos.**
- **Después expulse el aire lentamente.**
- **Finalmente, enjuague la boca con agua.**



UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN

LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.