

## DISPOSITIVO EN POLVO SECO MULTIDOSIS TURBUHALER®



La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.



### INHALADOR SISTEMA TURBUHALER®

#### TÉCNICA DE UTILIZACIÓN:

- **Destape el inhalador.**
- **Cargue el inhalador, girando la rosca inferior primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda.**
- **Realice una espiración profunda** (sacar el aire).
- **Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca y cierre bien los labios a su alrededor.**
- **Inspire lenta y profundamente** (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- **Aguante la respiración durante unos diez segundos.**
- **Después expulse el aire lentamente.**
- **Finalmente, enjuague la boca con agua.**



**UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN**

#### LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.