


DISPOSITIVOS EN POLVO SECO MULTIDOSIS ACCUHALER®



La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.



INHALADOR SISTEMA ACCUHALER®

TÉCNICA DE UTILIZACIÓN:

- Destape el inhalador deslizando la tapadera.
- Cargue el inhalador deslizando el gatillo hacia abajo.
- Realice una espiración profunda (sacar el aire).
- Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca y cierre bien los labios a su alrededor.
- Inspire lenta y profundamente (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- Aguante la respiración durante unos diez segundos.
- Después expulse el aire lentamente.
- Finalmente, enjuague la boca con agua.



UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN

LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.