


DISPOSITIVOS EN POLVO SECO MULTIDOSIS NOVOLIZER®





La vía inhalada es la de elección en los pacientes con patología respiratoria.



INHALADOR SISTEMA NOVOLIZER®

TÉCNICA DE UTILIZACIÓN:

- **Destapar el inhalador.**
- **Cargar el inhalador** deslizando el gatillo hacia abajo (observará una señalización en verde, quiere decir que ya está preparado para inhalar).
- Realice una **espiración profunda** (sacar el aire).
- **Coloque la boquilla completa del cartucho en su boca y cierre bien los labios a su alrededor.**
- **Inspire lenta y profundamente** (coja aire con la lengua colocada en el suelo de la boca, no interfiriendo la salida del medicamento) y puede repetir la inspiración para completar la inhalación.
- **Aguante la respiración durante unos diez segundos.**
- **Después expulse el aire lentamente.**
- **Finalmente, enjuague la boca con agua.**



UNA MALA TÉCNICA INHALATORIA = NO TOMAR MEDICACIÓN

LIMPIEZA

La limpieza del dispositivo se realiza con un con un paño limpio.